

Serazym[®] Stuhltest-Kontrollen

Serazym[®] Stuhltest-Kontrollen zum Einsatz als externe QUALITÄTSKONTROLLEN in der Stuhldiagnostik

Die Anforderungen an die Qualitätssicherung der Laborergebnisse steigen. Um die Möglichkeiten zur Überprüfung der eigenen Diagnostik zu erweitern, wurde das Konzept der **Serazym[®] Stuhltest-Kontrollen** erarbeitet.


➡ Festgelegte Versandtermine 2x im Jahr (Frühjahr und Herbst)

➡ Pro Set handelt es sich um jeweils zwei Fläschchen mit einer stabilisierten Stuhlsuspension für die gängigen Parameter der Stuhldiagnostik

➡ Qualitative Sollergebnisse sind als Zertifikat auf der Homepage von VIROTECH Diagnostics GmbH nach Ablauf der Haltbarkeit (maximal 4 Wochen) zu finden

Wichtig:

Die Kontrollen werden nur nach Vorbestellung produziert und geliefert!



Information an Labore über Termine / Bestellmöglichkeit

Produktion der angeforderten Sets

Auslieferung über VIROTECH Diagnostics GmbH

Einsatz der Sets und Bewertung im Labor in der Laborroutine

Nach Ablauf der Haltbarkeit werden die qualitativen Sollwerte auf der Homepage „www.virotechdiagnostics.com“ unter der Seite „Service“ sowie „Serazym[®] Stuhltest-Kontrollen“ veröffentlicht.

Hersteller der Serazym[®] Produktlinie:
Seramun Diagnostica GmbH
D-15754 Heidensee

F_Serazym Stuhltest-Kontrollen 20170210-03



VIROTECH Diagnostics GmbH Löwenplatz 5 D-65428 Rüsselsheim

+49 (0)6142 69090 +49 (0)6142 690919

info@virotechdiagnostics.com www.virotechdiagnostics.com

