



Quelle: www.fotolia.com

# Borrelien Diagnostik

## Borrelia afzelii ELISA

Bei dem eingesetzten **Antigen** handelt es sich um eine **Mischung aus** dem für Europa empfohlenen **B. afzelii** Stamm PKo, dem **B. garinii** Stamm PBr und dem **B. burgdorferi** Stamm ZS7.

- ▼ Alle Borrelien ELISA und LINE Immunoblots sind für die **Liquordiagnostik** validiert
- ▼ Bedienerfreundliche **Liquor Auswertesoftware** erhältlich
- ▼ **VisE** *in vivo* exprimiertes Antigen → neben OspC der zweite frühe Marker in der IgG Lyme-Borreliose Serologie



## Borrelia afzelii +VisE IgG ELISA

Erhöhte diagnostische Sensitivität durch das zusätzliche *in vivo* Antigen VisE

Bestell-Nr.: **EC022G00 (Test kit)**

**EC022L60 (Liquor Standards)**

## Borrelia afzelii IgM ELISA

Hohe Sensitivität durch einen stark OspC exprimierenden *Borrelia afzelii* Stamm pKo

Bestell-Nr.: **EC022M00 (Test kit)**

**EC022L80 (Liquor Standards)**

## B. afzelii + VisE IgG Europe ELISA

Erhöhte Spezifität durch spezielle cut off Einstellung

Bestell-Nr.: **EC024G00 (Test kit)**

**EC022L60 (Liquor Standards)**

F\_EC022\_024\_20190125-16



VIROTECH Diagnostics GmbH Löwenplatz 5 D-65428 Rüsselsheim

+49 (0)6142 69090 +49 (0)6142 690919

info@virotechdiagnostics.com www.virotechdiagnostics.com

